



Kronen und Brücken



DENTAL Manufaktur
Braunschweig
Korsch & May GmbH

Der perfekte Ablaufplan.

PRAXIS		LABOR
<p>> 1.</p> <ul style="list-style-type: none">. Situationsabformung. Abformung Gegenkiefer. Präparationsabformung. Bissregistrat. Zahnfarbe bestimmen. Materialangabe (Metall/Zirkon)	<p> 9 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. Modellherstellung. 1. Artikulation. Herstellung Gerüstanprobe
<p>> 2.</p> <ul style="list-style-type: none">. Einprobe Gerüst. Bissregistrierung über Gerüst	<p> 8 Werktage</p>	<ul style="list-style-type: none">. 2. Artikulation. Fertigstellung mit Verblendung. ggf. Farbinfiltration, Glasieren
<p>> 3.</p> <ul style="list-style-type: none">. Eingliedern. evtl. neues Registrat zu Bisskorrektur		